


Manifolds Estándar



Diseño del Manifold

Elcam fabrica una amplia gama de Manifolds que cumplen los requisitos de la terapia I.V., incluyendo sistemas de alto flujo, angioplastia, anestesia y monitoreo de presión hemodinámica.

Manifolds Estándar

Diseño del Manifold

Los Manifolds de Elcam están disponibles en modelos de 2, 3, 4 y 5 vías con diferentes colores de manija según sus necesidades. El puerto derecho puede ser hembra o macho con tuerca Luer Lock. Nuestros Manifolds pueden suministrarse en materiales aptos para esterilización por EtO y radiación gamma, y/o para mezclas de lípidos bajo solicitud.



Tipo de manija		Perfil alto				
		Perfil bajo				
		Manija GXL				
		Manija en T				
Conexiones del extremo derecho		Luer Lock macho				
		Luer Slip macho				
		Luer hembra				

Nuestros Manifolds pueden suministrarse con o sin tapas de puerto ventiladas o selladas.

Material del cuerpo:

Polycarbonato o polisulfona.
Materia prima disponible: transparente (solo para esterilización EtO) o teñida en azul (para gamma).

Colores:

Según la configuración del Manifold.



Calidad en todos los aspectos:

Los procesos altamente automatizados de Elcam garantizan la producción de productos de alta calidad constante. Operamos en estricto cumplimiento de las normas internacionales de calidad. Los Manifolds estándar de Elcam cuentan con autorización 510(k).



www.elcam-medical.com

Head Office/Manufacturer Elcam Medical

BarAm 1386000,
Israel
Tel: 972 4 698 8120/1
Fax: 972 4 698 0777
sales@elcam.co.il

USA Elcam Medical Inc.

1 University Plaza, Ste. 511
Hackensack, NJ 07601
Tel: +1 201 4571120
Fax: +1 201 4571125
info@elcam-medical.com

Europe Elcam Medical Europe

Via Emilia Romagna 15,
41012 Carpi (Modena) Italy
Tel: +39 059 697710
Fax: +39 059 697705
sales.eu@elcam-medical.com

China Elcam China Office

Room 3309, Jinhai Mansion
No. 89 of Anshun Road,
Shanghai, PRC. Zip: 200051
Tel: +86 21 62829967
Fax: +86 21 62829967
johnliu02@126.com